

Scheda Tecnica

BUSTA DI GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO

Tipo	Busta di ghiaccio istantaneo monouso
Descrizione	Pronta all'uso. Facile da usare: premere con entrambe le mani verso il centro fino a rompere la bolla interna, agitare il sacchetto per miscelare il contenuto e applicare sulla parte interessata.
Utilizzo	Indicata per ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie e per tutte le necessità di crioterapia e uso del freddo. Testa lungo che va automaticamente a capo e aumenta l'altezza della riga.
Contenuto	Urea, cloruro d'ammonio e acqua

Codice	Articolo
3763402	BUSTA DI GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO

Dimensioni e Peso: 16x12x2 cm — 20 g

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifiche senza preavviso. L'azienda non risponde per eventuali errori o inesattezze.