

**WILBRA srl** – via Einaudi 6 , Desio - MB - Italy - UE

Tel +39.0362.306128-9 Fax +39.0362.331270  
e – mail : info @ wilbra.com

## **SCHEMA TECNICA PRODOTTO : Artiglio CIANOWIL FLASH STICK**

### **Technical Sheet**

Revisione del 01.07.2022

Tipo : Adesivo cianoacrilato per incollaggi ultrarapidi e forti  
Type : *Cyanoacrylate Instant glue*

Impiego : Incollaggi forti per calzature , pelli ed usi generale  
Use : *Strong sticking for shoe , leather and general uses*

### **Caratteristiche Chimiche - Fisiche Chemical - Physical Specifications**

Aspetto : liquido	Appearance : liquid
Colore : trasparente	Colour : transparent
Odore : tipico pungente	Odour : typical
Viscosità : 100 cPs +/- 20%	Viscosity : 100 cPs +/- 20%
Densità : 1,0 g / ml	Density : 1,0 g / ml
Presenza : rapida 30 sec-	Tack : rapid 30 sec..
Magazzinaggio : 6/12 mesi in luogo fresco	Storage : 6/12 months

### **Applicazione Applications**

Pulire le superfici da incollare..

Il prodotto è solitamente applicato sui un lato.

Applicare qualche goccia, poi unire e tenere per qualche secondo con una leggera pressione.

**NON RIPOSIZIONARE.**

Artiglio CianoWil presenta da subito una elevata forza di incollaggio che si consolida nelle ore successive all'applicazione ( 12-24 ore ).

Non adatto per accoppiare Polietilene, PTFE, Teflon, Nylon, ecc.

**ATTENZIONE** : Cianoacrilato , incolla rapidamente la pelle umana, in caso di necessità lavarsi con acqua calda e sapone o usare Acetone.

Usare se possibile guanti di protezione.

Conservare in luogo asciutto e fresco.

Magazzinaggio : max. 6/12 mesi

Incolla : Cuoio, pelle , sughero ,legno, feltro, cartone, plastica ( NO PP,PTFE, Teflon, Nylon )  
*For gluing : leather, hide, cork, wood, felt, cardboard, plastic.*

### **Classificazione CLP CLP Classification**



**! Attenzione / ! Warning**