

WILBRA srl – via Einaudi 6 , Desio - MB- Italy

Tel +39.0362.306128-9 Fax +39.0362.331270
e – mail : info @ wilbra.com

SCHEDA TECNICA PRODOTTO : Artiglio WICOLLA-KINDSTICK

Technical Sheet

Revisione del 01.07.2022

Tipo : Adesivo AcetoVinilico Trasparente a base solvente
Type : Vinyl adhesive

Impiego : Incollaggi per pelli , tessuti, polistirolo ed per usi generali
Use : Sticking for leather, fabric and general uses

Caratteristiche Chimiche - Fisiche **Chemical - Physical Specifications**

Aspetto : liquido	Appearance : liquid
Colore : trasparente	Colour : transparent
Odore : tipico	Odour : typical
Viscosità : media 2.000 cPs +/- 200	Viscosity : medium 2.000 cPs +/- 200
Densità : 1,100 g / ml	Density : 1,100 g / ml
Presa : media 10 / 15 min.	Tack : medium 10 / 15 min.
Magazzinaggio : 6 mesi a + 10 °C	Storage : 6 months + 10 °C

Applicazione **Applications**

Si applica con il beccuccio del flacone o a pennello. Il prodotto è solitamente applicato su un lato. Si lascia asciugare e poi accoppiare . Pressare per alcuni secondi.

Wicolla-KindStick è particolarmente indicato per l'incollaggio del polistirolo.

Wicolla-KindStick presenta da subito una elevata forza di incollaggio che si consolida nelle ore successive all'applicazione (12-24 ore).

Clean and remove the grease from the parts to join. Spread with a brush or with a roller machine. Let dry 10-15 minutes. Press for some seconds. The definitive sticking comes after 12-24 hours.

Incolla : Cuoio, pelle , sughero ,legno, tessuti, feltro, cartone, Polistirolo, plastica (NO Teflon, Nylon, PP. PTFE) .

For glueting : leather, hide, cork, wood, felt, cardboard, plastic.

Non usare Attivatori -Do not use activators

Classificazione CLP **CLP Classification**



Frase di Rischio e Consigli di Prudenza, vedi etichetta.

Si consigliano prove preliminari. Le indicazioni non costituiscono responsabilità o garanzia implicita dei materiali o del risultato.